



SERIE F7819 / F7819 SERIES

CAVI DI ESTENSIONE BIPOLARI STERILI PER STIMOLAZIONE CARDIACA TEMPORANEA
BIPOLAR EXTENSION CABLES FOR TEMPORARY CARDIAC PACING STERILE

F7819/30



F7819/33



F7819/MED



Cavi di estensione bipolari monouso per stimolazione cardiaca temporanea. I cavi di estensione possono essere collegati ai terminali di tutti gli elettrocateretri temporanei endocavitari o epimiocardici dotati di terminali non protetti di diametro minore o uguale a 2mm. La struttura del connettore permette infatti di serrare terminali con diametro che va da 2 a 0mm. I cavi sono forniti in versione STERILE per un immediato e sicuro utilizzo. Grazie alla lunghezza del cavo, il pacemaker temporaneo può essere collocato lontano dal letto del paziente.

Disposable bipolar extension cables for temporary cardiac pacing. The extension cables can be connected to every intravenous or epimyocardial leads with a bare terminal connection with a maximum diameter from 0mm up to 2mm. Cables are supplied in a STERILE packaging for a safe and immediate use. The length of the cable allows to place the temporary pacemaker away from the patient's bed.













CARATTERISTICHE TECNICHE – TECHNICAL FEATURES

DESCRIZIONE/ DESCRIPTION	Cavo di estensione bipolare sterile monouso. <i>Disposable sterile bipolar extension cable.</i>
CONDUTTORE / CONDUCTOR	Rame flessibile – <i>Flexible copper</i>
LUNGHEZZA TOTALE CAVO TOTAL CABLE LENGTH	200cm
ATTACCO ALL'ELETTROCATETERE CONNECTION TO LEADS	Connettore con due morsetti a stringere da 2 a 0mm <i>Connector with double screw (allowed wire diameter from 0mm up to 2mm)</i>
CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA COMPLIANCE TO STANDARDS	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe I Sterile <i>Directive 93/42/EEC. class I Sterile device</i>

CONFEZIONAMENTO – PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMARY PACKAGING	STERILE - Singola in doppia busta, interna PE, esterna carta-PE termosaldada <i>STERILE - Singly packaged, internal PE pouch, external sealed paper-PE pouch</i>
CONFEZIONE DI VENDITA SALE PACKAGING	5 confezioni primarie in scatola di cartone <i>5 primary packages in carton box</i>
IMMAGAZZINAMENTO STORAGE	Temperatura: 0°C ÷ +50°C – Umidità relativa: 20% ÷ 80% <i>Temperature: 0°C ÷ +50°C – Relative humidity: 20% ÷ 80%</i>
SCADENZA / EXPIRY	3 anni dalla data di produzione riportata sulla confezione <i>3 years from production date printed on packaging</i>

52502137BR4D

REF	LATO STIMOLATORE PACEMAKER SIDE	LATO PAZIENTE PATIENT SIDE
F7819/30 COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	2 spinotti 2mm maschio tipo "touch proof" (E-DIN 428802-2) ROSSO/NERO 2 "Touch proof" (E-DIN 428802-2) 2mm plug - RED/BLACK  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7819/B30 COLORE / COLOUR BLU / BLUE	2 spinotti 2mm maschio tipo "touch proof" (E-DIN 428802-2) ROSSO/NERO 2 "Touch proof" (E-DIN 428802-2) 2mm plug - RED/BLACK  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7819/33 COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	Spinotti 2mm protetti / 2mm safe plug  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7819/B33 COLORE / COLOUR BLU / BLUE	Spinotti 2mm protetti / 2mm safe plug  ISOLANTE / INSULATION: Poliuretano / Polyurethane	
F7819/MED COLORE / COLOUR GRIGIO / GREY	Connettore tipo Medtronic / Medtronic type connector  ISOLANTE / INSULATION: PVC	
F7819/BMED COLORE / COLOUR BLU / BLUE	Connettore tipo Medtronic / Medtronic type connector  ISOLANTE / INSULATION: PVC	

52502137BR4D