


FIAB - INTRODUTTORE STERILE FIAB - STERIL INTRODUCER

descrizione prodotto/ produktbeskrivning



Introduttore per posizionamento di elettrocateri cardiaci stimolatori o cateteri attraverso la vena Succlavia con sistema di bloccaggio di sicurezza Dilatatore/Cannula di tipo "interlocking hub".

Dopo l'introduzione, la guaina può essere ritirata e strappata via dall'elettrodo, dividendola in due parti. ("Peel-Away").

L'introduttore è fornito sterile ed è disponibile in diverse misure (french). Il diametro dell'introduttore in french è riportato sulla testa del dilatatore ed è riconoscibile tramite il colore del terminale (hub) del dilatatore.

L'introduttore è conforme alla norma ISO11070 "Sterile single-use intravascular catheter introducers".

- La confezione contiene un introduttore formato da un dilatatore in HDPE (+ 15% di solfato di bario) inserito in una guaina in PTFE (+ 9% di triossido di bismuto)

Introducer som underlättar införandet av pacemakerielektroder eller katetrar via vena subclavia med säkerhetslås-system mellan dilatator och hylsa av typen "låsand grepp".

Efter införandet kan hylsan dras tillbaka och skalas av i två delar (introducer "Peel-Away").

Introducern levereras steril och finns tillgänglig i olika storlekar (french). Storleken hos hylsan i french är angiven på dilatatorgreppet och framgår även av färgen på dilatatorgreppet.

Introducern uppfyller standarden ISO11070 "Sterila, intravaskulära, kateterintroducers för engångsbruk".

- En introducer bestående av en HDPE (+ 15% baryumsulfat) dilatator insatt i en PTFE hylsa (+ 9% bismut-trioxid)

REF	F47507/S	F47508/S	F47509/S	F47510/S	F47511/S
DIMENSIONI DEL CORPO KROPPSDIMENSION	7 French (2.39 mm) 13.5 cm	8 French (2.72 mm) 13.5 cm	9 French (3.05 mm) 13.5 cm	10 French (3.38 mm) 13.5 cm	11French (3.71 mm) 13.5 cm

CONFEZIONAMENTO - PACKAGING

CONFEZIONE PRIMARIA PRIMÄR FÖRPACKNING	Singola, busta PE e cartoncino bianco inseriti in busta carta-PE Enkel, PE-påse och etikett i pappers PE-påse
CONFEZIONE DI VENDITA - FÖRSÄLJ.PACK	10 pezzi in scatola di cartone -10 stycken i wellåda
STERILIZZAZIONE - STERILISERING	Ossido di etilene (ETO) - ETO gas
IMMAGAZZINAMENTO FÖRVARING	Temperatura: 0°C÷ +50°C - Umidità relativa:20%÷80% Temperatur: 0°C÷ +50°C - Relativ fuktighet: 20%÷80%
SCADENZA - UTGÅNGSDATUM	4 anni dalla data di sterilizzazione - 4 år från sterilisationsdatum
CONFORMITA' ALLA NORMATIVA UPPFYLLER STANDARDER	Direttiva 93/42/CEE (D.L. 46/97). Dispositivo in classe IIa. L'introduttore è conforme alla norma ISO11070 "Sterile single-use intravascular catheter introducers". Direktiv 93/42/EEC (D.L. 46/97). Klass IIa apparat. Introducern uppfyller standarden ISO11070 "Sterila intravaskulära kateterintroducers för engångsbruk".